DESIFOR-forte AF neu



Flächendesinfektion • begrenzt viruzid PLUS • Medizinprodukt

Gelistet nach VAH

Einsatzbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Als Biozidprodukt: Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Als Medizinprodukt: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten.
Für den professionellen Bereich.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-forte AF neu - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	0,5 % 15 Min.	EN 13697, Hohe Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	0,5 % 15 Min.	EN 13727, EN 13624,Hohe Belastung; EN 16615, Hohe Belastung mit Mechanik
Tuberkulozidie (M. terrae)	0,5 % 60 Min.	EN 14348, Niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 % 15 Min.	DVV/RKI-Leitlinie
Begrenzt viruzid PLUS	2,0 % 30 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung
Noroviren	1,5 % 15 Min.	EN 14476, Hohe Belastung
Rotaviren	0,5 % 15 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung
	1,0 % 15 Min.	EN 14476, Hohe Belastung

levurozid
HBV, HCV, Coronaviren)
Rota-, Noro-, Adenoviren)

schaften
ertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder Test)

ahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technische Informationen

Karton mit 9 Dosierfl. à 1 Liter	Art.-Nr. 20491
Kanister à 5 Liter (Typ "KH", hoch)	Art.-Nr. 20492
Kanister à 10 Liter	Art.-Nr. 20493

Wirkstoffe

100 g enthalten
10,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid;
6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-84407

CHZN5718

CE 0482

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH conc 0 2 4 6 8 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0421

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE