PREVENT

VAH

ÖGHMP

IHO

Schnelldesinfektionsmittel

DESCOSEPT SPEZIAL

Alkoholfreie Schnelldesinfektion



- Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- Hoher Reinigungseffekt
- Kurze Einwirkzeit

Schaumapplikation
zur Verhinderung von Aerosolen

Produktbeschreibung

DESCOSEPT SPEZIAL ist ein alkoholfreies, gebrauchsfertiges Präparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte und Flächen, auch für Acrylglas geeignet. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

DESCOSEPT SPEZIAL enthält keine Alkohole, Aldehyde und Phenole und ist außerdem geruchsneutral.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Flächen und medizinischem Inventar.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:
Desinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Anwendung

Flächen mit **DESCOSEPT SPEZIAL** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 s	1 min	2 min
Anwendungsempfehlung					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		•	
begrenzt viruzid	EN 14476	hohe und niedrige Belastung		•	
	EN 16777	hohe und niedrige Belastung		•	
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 16615	hohe Belastung		•	
	EN 13697	hohe Belastung		•	
	EN 13727	hohe Belastung		•	
	EN 1276	hohe Belastung		•	
	EN 1040	Basistest		•	
levurozid	EN 16615	hohe Belastung		•	
	EN 13697	hohe Belastung		•	
	EN 13624	hohe Belastung		•	
	EN 1275	Basistest		•	
	EN 1650	hohe Belastung		•	
begrenzt viruzid	RKI/DVV		•		
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			•
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		•		
wirksam gegen Coronaviren	EN 14476	hohe Belastung		•	

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests
(quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

DE 07/2022

Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany
P +49 5664 9496-0 · **www.schumacher-online.com**

DESCOSEPT SPEZIAL

Alkoholfreie Schnelldesinfektion

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

DESCOSEPT SPEZIAL kann als Wischdesinfektion oder Schaum-Sprühapplikation verwendet werden.

Zusammensetzung

100 g enthalten:
0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Messing, Kupfer, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polycarbonat (PC).
Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Ethylen-Propylen-Dienemonomer (EPDM) und Chloropren.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
DESCOSEPT SPEZIAL	Flasche	500 ml	20	00-208-005	10045713
	Sprühflasche	750 ml	6	00-208-0075	14334621
	Flasche	1 L	10	00-208-010	07396797
	Kanister	5 L	3	00-208-050	07396805
Dosierhilfen	Schaumsprühkopf	1 L	1	00-912-010	-
	Sprühkopf (Spenderflasche)	1 L	1	00-905-010	-
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Die Verfügbarkeit der Produkte und Gebinde ist abhängig von einer erfolgten nationalen Registrierung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.