FLÄCHENDESINFEKTION

Incidin® Dry Wipes System

Anwendungshinweise & Empfehlungen

Anwendungshinweise Incidin® Wipes Dispenser N mit Incidin® Premium Wipes HygPack



Handschuhe anziehen. Den Eimer vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und ggf. säubern.



Incidin® Premium Wipes HygPack mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen. Der Folienbeutel befindet sich in der Mitte der Tuchrolle. Bitte diesen herausnehmen und alle Bestandteile (Deckel, Etikett und Folienbeutel) auf die Arbeitsfläche legen.



Folienbeutel in den Eimer einsetzen und über den Rand legen.



Rolle Incidin® Premium Wipes HygPack hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.



2,5 L Incidin® Desinfektionslösung einfüllen: Incidin® Pro, Incidin® Plus, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.



Incidin® OxyFoam S, Incidin® Liquid und Incidin® Foam unverdünnt befüllen.



Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschließen. Nach Einfüllen der Lösung 30 – 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.



Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben.

Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden, Incidin® OxyFoam S sogar 31 Tage.



Nach Gebrauch Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit entsorgen, Beutel und Deckel verwerfen. Eine Aufbereitung des Incidin® Wipes Dispensers N braucht bei der Verwendung des Incidin® Premium Wipes HygPack nicht erfolgen.

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001
www.ecolab.eu

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

© 2016 Ecolab Inc. Alle Rechte vorbehalten.

HC 815 Stand 06/2016