Checkliste Qualitätssicherung	
H2-Atemtestgeräte	

Seriennummer:	Standort:	Jahr

Überprüfung der Messfunktion mit Prüfgas (__ ppm H_2) - wöchentlich[1]

Woche	Durchgeführt	Messwert ±10% / 2ppm	Bestanden / Nicht bestanden / Maßnahmen	Verantwortlicher
01	☐			
02	☐			
03	☐			
04	☐			
05	☐			
06	☐			
07	☐			
08	☐			
09	☐			
10	☐			
11	☐			
12	☐			
13	☐			
14	☐			
15	☐			
16	☐			
17	☐			
18	☐			
19	☐			
20	☐			
21	☐			
22	☐			
23	☐			
24	☐			
25	☐			
26	☐			
27	☐			
28	☐			
29	☐			

[1] sofern in der Kalenderwoche Messungen am Patienten durchgeführt werden

Checkliste Qualitätssicherung

H2-Atemtestgeräte

Woche	Durchgeführt	Messwert ±10% / 2ppm	Bestanden / Nicht bestanden / Maßnahmen	Verantwortlicher
30	☐			
31	☐			
32	☐			
33	☐			
34	☐			
35	☐			
36	☐			
37	☐			
38	☐			
39	☐			
40	☐			
41	☐			
42	☐			
43	☐			
44	☐			
45	☐			
46	☐			
47	☐			
48	☐			
49	☐			
50	☐			
51	☐			
52	☐			
53	☐			

Fischer ANalysen Instrumente GmbH
Brahestr. 25-27, 04347 Leipzig

Checkliste Qualitätssicherung	
H2-Atemtestgeräte	

Kalibrierung mit 100 ppm H_2 - monatlich[2]

Monat	Durchgeführt	Nicht durchgeführt	Anzeigewert vor Kalibrierung	Wert Referenzgas	Verantwortlicher
01	☐	☐			
02	☐	☐			
03	☐	☐			
04	☐	☐			
05	☐	☐			
06	☐	☐			
07	☐	☐			
08	☐	☐			
09	☐	☐			
10	☐	☐			
11	☐	☐			
12	☐	☐			

Überprüfung des Sensors (jährlich)

	Datum	Verantwortlicher
Letzte Durchführung:		
Nächster Termin:		

Wechsel Backup-Batterie und Sensor (alle zwei Jahre)

	Datum	Verantwortlicher
Letzte Durchführung:		
Nächster Termin:		

[2] * Je nach Häufigkeit der Nutzung und Abweichung des Sensors vom Zielwert der Kalibrierung kann das Kalibrierintervall auf bis zu 90 Tage verlängert werden.

FAN empfiehlt für höchste Messgenauigkeit und Sensorlebensdauer eine monatliche Kalibrierung.