

Gering alkoholische Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen.

mikrozid® universal liquid

Unser Plus

- zur Desinfektion empfindlicher Kommunikationsgeräte geeignet
- dermatologisch getestet
- gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Unsere vielseitig einsetzbare Schnelldesinfektion eignet sich auch zur Desinfektion von empfindlichen Kommunikationsgeräten. Smartphones und Tablets gehören zu den häufigen Handkontaktflächen. Mit mikrozid® universal können diese sicher aufbereitet werden, ohne dabei den Materialien zu schaden.

Anwendungshinweise

Unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen.
Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Oberfläche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m^2) und antrocknen lassen. Bei Adenovirus und Mycobacterium tuberculosis die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid *EN13727* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	15 Sek.
bakterizid *gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	2 Min.
tuberkulozid *EN14348* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	5 Min.
levurozid *gemäß VAH* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	2 Min.
levurozid *EN13624* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid *gemäß DVV-/RKI-Leitlinie* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS *EN14476* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	15 Min.
Norovirus *EN14476* *- geringe Belastung*	gebrauchsfertig	30 Sek.
Norovirus *EN14476* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	1 Min.
Polyoma SV40 *gemäß DVV-/RKI-Leitlinie* *- hohe Belastung*	gebrauchsfertig	15 Sek.
Rotavirus *EN14476* *- ohne Belastung*	gebrauchsfertig	15 Sek.

Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste

EURO NORM CE 0297

mikrozid® universal liquid

Produktdaten

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)
Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr.648/2004: < 5% anionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten	
Dichte	ca. 0,95 g/cm3
Farbe	farblos
Flammpunkt	26 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	3 - 3,6 / 100 %
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Das Produkt ist sehr gut materialverträglich mit Metallen und Kunststoffen. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde ist der Verpackung zu entnehmen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid® universal liquid 1 l Sprühflasche	10/Karton	70000998
mikrozid® universal liquid 5 l	1/Kanister	70000997
mikrozid universal liquid 975 l EC	1/Container	70002768

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135502
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Messbecher 500 ml	136101
Opener all-in-one (1L Euroflasche/Kanister/Fässer)	70000804
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101
Umfülltrichter	117901

Verwandte Produkte

- mikrozid® AF liquid
- mikrozid® sensitive liquid
- mikrozid® universal wipes premium

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.
Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003

DQS MED Quality Management ISO 9001:2008

DQS MED Quality Management ISO 13485

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

#900932 / 913231-DE-de-01-31 1/2021
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.