ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Softa® Cloth CHX 2%

WISCHDESINFEKTION FÜR MEDICAL DEVICES:

Softa® Cloth CHX 2% ist zugelassen als Medizinprodukt nach Medical Device Directive 93/42. Einzeln verpackte Desinfektionstücher. Keine Aerosolbildung, da auf Sprühen verzichtet wird.



MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT:

Softa® Cloth CHX 2% ist wirksam gegen Bakterien und Hefepilze mit remanenter Wirksamkeit.

WANN?

Zur Wischdesinfektion und Reinigung von Konnektionsstellen im Prozess der sicheren Infusionstherapie.

WIE?




1. Hygienische Händedesinfektion (30 Sek.):
   Vor jeder aseptischen Tätigkeit und Handschuhe anziehen




2. Softa Cloth® auspacken und entfalten




3. Visuell reine Oberflächen: Konnektionsstelle abwischen und abtrocknen lassen; Tuch verwerfen. Bei sichtbarer Verschmutzung: Konnektionsstelle abwischen; Tuch verwerfen; mit 2. Tuch desinfizieren; wischen und abtrocknen lassen. Bakterizidie (prEN13727) und Levurozidie (prEN13624): 15 Sek. (reine und unreine Bedingungen)



4. Konnektion vornehmen:
   Zuspritzstelle ohne Membran-Ventil (Bsp.: Discofix®-Dreiwegehahn) mit neuem, sterilem Verschlussstopfen verschließen




5. Handschuhe ausziehen und verwerfen und anschließend Hygienische Händedesinfektion (30 Sek.)

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland | Tel. (05661) 71-4505 | www.bbraun.de

HD.02.08.16/1 Nr. 4004045 Stand: 08/2016