PLASMA PEN



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den beschriebenen Inhalten korrekt.

Garantiebedingungen

- 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum der Maschine.
- Wenn das Gerät in schlechtem Zustand geliefert wird, kann sie innerhalb eines Monats ersetzt werden; die Versandkosten tragen wir.
- Nach einem Monat tragen die Kunden die Versandkosten für Rücksendung und erneute Zustellung bei Reparaturen.
- Schäden, die durch Fahrlässigkeit des Benutzers verursacht wurden, werden auch innerhalb der Garantiezeit nicht abgedeckt.

Product name		Model No.	
Purchase company		Purchase data	
Buyer name		Buyer cellphone	
Buyer's email			
Delivery address			
Machine probe explaination			

Spezifikationen

Größe Basis:	D8 * H7 cm
Größe Handstück:	L21 * D4.5 cm
Verpackungsgröße:	27,5 * 20 * 10 cm
Nettogewicht:	0,2 kg
Bruttogewicht:	1,3 kg
Eingang:	110-240V 50/60HZ
Batteriespannung:	7,4V
Adapter:	10V/1A
Stromversorgung:	wiederaufladbar
Eingang:	110-240V 50/60HZ

Lieferumfang

- 1 Stk. Hauptgerät
- 1 Stk. Basis
- 3 Stk. Einwegnadel
- 1 Set Ladegerät
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Verpackungsbox

Vorteile

- Dauerbetrieb ohne Drücken des Auslösers
- 3 Leistungsstufen × 8 Frequenzen = 24 Leistungsstufen einstellbar
- Kabelloser Betrieb und Basisaufladung



Arbeitsprinzip


Plasma-Sinuswelle - Ionisation und Zündung - Hochfrequenzspannungsumwandlung. Beierplasm passt die Plasmawellenabgabe durch Spannungs- und Frequenzkontrolle an, ohne elektronische oder elektrochemotherapeutische Steuerung. Unterschiedliche Arbeitstemperaturen, Luftfeuchtigkeit und Höhenlagen beeinflussen die Energie erheblich und können stärkere oder schwächere Energie erzeugen.



Wir bieten insgesamt 24 Leistungsstufen mit einem weiten Energiebereich an, um die Anforderungen aller Länder und Kunden zu erfüllen. Der Akku löst bereits das Pulsproblem und kann vollständig aufgeladen werden. Andere Geräte auf dem Markt pausieren bei 1/3 oder irgendwo.

Empfohlene Arbeitsumgebung: Temperatur 15 °C - 35 °C, Luftfeuchtigkeit 40% - 80%, Höhe 0 m - 500 m. Bei Überschreitung dieser Umgebungsgrenzen wird die Lebensdauer des Geräts verringert.

Bezeichnungen



Nadelinstallation

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Nadelkopfes.

2. Setzen Sie die Nadel auf den Stift des Geräts.

3. Drehen Sie die Nadel, um sie zu befestigen.

4. Setzen Sie die Schutzabdeckung wieder auf.



Leistungsstufen



Linke Taste – Behandlungsmodus:
Auto: Drücken Sie den Auslöser für kontinuierliches Arbeiten (25 Sekunden)
Manu: Auslöser muss bei jedem Schuss gedrückt werden

Mittlere Taste – Spannungsstufenoption:
Spannung: Stufe ① min. 1800V
Stufe ② mittel 1900V
Stufe ③ max 2000V

Rechte Taste – Frequenzeinstellung:
Frequenzen: 10Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz, 500Hz

Laden





Anwendung

- Augenlidlifting
- Faltenentfernung
- Fleckenentfernung
- Dehnungsstreifen
- Neoplasmen
- Besenreiser









Vorsichtsmaßnahmen

- Überprüfen Sie das Paket bei Erhalt auf Vollständigkeit.
- Öffnen Sie die Box und stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile enthalten sind.
- Laden Sie das Gerät für zwei Stunden und testen Sie es; kontaktieren Sie uns bei Problemen.
- Halten Sie es fern von Feuer und verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät nicht auseinanderbauen oder modifizieren.
- Die Nadel ist nur für den einmaligen Gebrauch.
- Vermeiden Sie schnelle Temperaturwechsel, um Schäden zu verhindern.
- Vermeiden Sie Verunreinigungen am Verbindungsbereich; wenn er verbrannt ist, mit Alkohol abwischen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Stecker und das Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.

Verwendung für folgende Personen verboten

- Schwangere Frauen
- Personen mit Neigung zur Narbenbildung
- Personen mit implantierten Prothesen oder Hyaluronsäure
- Personen mit Blutkrankheiten
- Personen mit Immunschwäche
- Personen, die HIFU oder eine andere Operation innerhalb eines Jahres hatten