REF **AL0604** CE IVD

Σ 100 x 2 ml NaCl 0.85%-Lösung

Version: 02, 24/06/2019

medco Diagnostika GmbH
Im Oberfeld 2, DE-94491 Hengersberg
mail@medco.eu, www.medco.eu
A Company of Axonlab

Vertrieb:
Axon Lab AG
www.axonlab.com

NaCl 0.85%-Lösung für die Kirby-Bauer Methode

Anwendungszweck
Die NaCl 0.85%ige-Lösung für die Kirby-Bauer Methode ist ein gebrauchsfertige Lösung für die Herstellung des Inokulums für die Agardiffusionsmethode[1, 2].

Die gebrauchsfertigen Röhrchen mit der 2 ml 0.85%igen NaCl-Lösung können direkt für die Herstellung des Inokulums für die Agardiffusionsmethode verwendet werden.

Packungsinhalt
100 Röhrchen mit je 2 ml 0.85%iger NaCl-Lösung

Basiszusammensetzung in %	
Natriumchlorid	0.85

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen
Nur für den professionellen Gebrauch.
Bei Anzeichen von mikrobieller Kontamination, Verfärbung, Rissen oder sonstigen Anzeichen von Produktverfall nicht verwenden.

Lagerung und Haltbarkeit
Die Röhrchen mit der 0.85%igen NaCl-Lösung werden bei 15°C bis 30°C gelagert. Nicht einfrieren.

Das Produkt nicht über das auf der Packung angegebene Haltbarkeitsdatum verwenden.

Qualitätskontrollen
Qualitätskontrollen werden von jeder Charge durchgeführt.

Abkürzungen/Symbol

Symbol	Bedeutung
REF	Bestellnummer
IVD	In-vitro-Diagnostikum
Σ	Packungsinhalt
	Hersteller
CE	CE-Kennzeichnung

Literatur
1. EUCAST Disk Diffusion Method for Antimicrobial Susceptibility Testing – Version 7.0 (Januar 2019), www.eucast.org
2. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Tests; 11th ed., M02-A11; Vol. 32 No.1, Clinical and Laboratory Standards Institute

Axonlab

Headquarters
Axon Lab AG
Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden-Dättwil

www.axonlab.com

Affiliates

Austria	info@axonlab.at	Luxembourg	info@axonlab.lu
Belgium	info@axonlab.be	Netherlands	info@axonlab.nl
Croatia	info@axonlab.hr	Slovenia	info@axonlab.si
Czech Republic	info@axonlab.cz	Switzerland (de)	info@axonlab.ch
Germany	info@axonlab.de	Switzerland (fr)	info_f@axonlab.ch

062019 B06040006