# Wegweisend

## B. Braun-Systeme für periphervenöse Zugänge

Periphere Venenpunktion



# Mehr Flexibilität für periphervenöse Zugänge

**Die Anforderungen des Gesundheitsmarktes ändern sich ständig.**

Das heißt für Sie, sich immer neu auf die wechselnden Bedingungen einzustellen. Dabei wollen Sie die Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Die Umsetzung von Richtlinien und Empfehlungen sowie die daraus resultierende Anpassung hausinterner Vorgaben erweitern das Spektrum der Ansprüche an die verwendeten Produkte und der Anwendenden zusätzlich.

Die 2017 veröffentlichte KRINKO-Empfehlung „Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern ausgehen“* empfiehlt, unmittelbar nach Anlage und Fixierung einer peripher-venösen Verweilkanüle anstelle eines Mandrins ein steriles Extensionsset anzuschließen. Das Extensionsset sollte mit steriler Kochsalzlösung gespült, geblockt und mit einem sterilen Stopfen oder einem nadelfreien desinfizierbaren Konnektionsventil verschlossen werden. Durch die Extension kann vermieden werden, dass sich bei Manipulationen die Zugbelastung direkt auf die Kanüle überträgt, der Anschluss erfolgt nicht unmittelbar am PVK-Hub.

B. Braun-Systeme für peripher-venöse Zugänge bieten die notwendige Flexibilität, um jederzeit individuell und bedarfsgerecht agieren zu können.


**Die folgenden Produktbeispiele zeigen eine Auswahl an Möglichkeiten zur Versorgung peripher-venöser Katheter.**

Die Entscheidung über die jeweilige Versorgungsausstattung liegt in der Verantwortung der Anwendenden unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort sowie den hausinternen Vorgaben.

*Bundesgesundheitsbl 2017 | 60:207–215 DOI 10.1007/s00103-016-2488-3, Teil 2, Online publiziert: 16. Januar 2017.



## B. Braun-Systeme für peripher-venöse Zugänge




1 | Vasofix® Safety
2 | Heidelberger Verlängerung*
3 | Combi-Stopper Verschlusskonus



**Empfehlung:**
Spülen mit NaCl 0,9 % vorgefüllten Spritzen

Omniflush®



Für detaillierte Informationen zur Handhabung bitte scannen / klicken.

* Optional, in Abhängigkeit der Verweildauer. Sollte der Einsatz einer Extension nicht indiziert sein, ist der Zugang gemäß KRINKO stets mit einem sterilen Stopfen zu verschließen.




1 | Introcan Safety® W
2 | Discofix® C mit Safeflow und 10 cm Verlängerungsleitung




**Empfehlung:**
Spülen mit NaCl 0,9 % vorgefüllten Spritzen mit SwabCap® Desinfektionskappe

Omniflush® mit SwabCap®



Für detaillierte Informationen zur Handhabung bitte scannen / klicken.




1 | Introcan Safety® 3
2 | Caresite® mit Verlängerungsleitung



**Empfehlung:**
Spülen mit NaCl 0,9 % vorgefüllten Spritzen mit SwabCap® Desinfektionskappe

Omniflush® mit SwabCap®



Hinweis: Die Bestellnummern zu den hier dargestellten Produktbeispielen befinden sich auf der letzten Seite. ▶



## Vasofix® Safety, Introcan Safety® und Introcan Safety® 3

Sicherheitsvenenverweilkatheter von B. Braun reduzieren das Risiko einer Nadelstichverletzung, der passive Sicherheitsmechanismus wird beim Zurückziehen der Kanüle automatisch ausgelöst.

Gebrauchsfertig



## Softa® Cloth CHX 2 %

Desinfektionstuch zur Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten. Die Einzelverpackung schützt vor Austrocknen und ermöglicht die hygienische Entnahme. (Einwirkzeit 15 sek.)



## SwabCap® Desinfektionskappe

Mit der SwabCap® können nadelfreie Membranventile desinfiziert und mit einer effektiven Kontaminationsbarriere versehen werden. Die Einzelverpackung erlaubt die berührungsfreie Konnektion der Kappe mit einem Membranventil.

# Wegweisend

- Mehr Flexibilität bei der Versorgung peripher venöser Zugänge
- Umfangreiche Auswahl an Produktlösungen für unterschiedlichste Therapieanforderungen
- Komplettes Produktportfolio für die Anlage, Verweildauer und Erhaltungspflege peripher venöser Katheter



## Heidelberger Verlängerung / Verlängerungsleitungen kleinvolumig

DEHP-freie Leitungen mit alkoholbeständigen Ansätzen in unterschiedlichen Längen, therapiebezogen kombinierbar mit Membranventilen oder Dreiwegehähnen.



## Arzneimittelbeständige Discofix® C Dreiwegehähne

Discofix® C ist arzneimittel- und alkoholbeständig, alle Varianten (Einzelhähne mit Rotationsadapter und Varianten mit Verlängerungsleitung) sind auch mit integriertem nadelfreiem Luer-Zugangskonnektor Safeflow verfügbar.



## Safeflow Luer-Zugangskonnektor

Safeflow als Einzelventil oder kombiniert mit 1- oder 2-lumigen Verlängerungsleitungen: Der nadelfreie Luer-Zugangskonnektor hat ein negatives Spülvolumen und ist kompatibel mit Luer-Steck- und Luer-Lock-Anschlüssen.



## Caresite® Luer-Zugangskonnektor

Caresite® als Einzelventil oder kombiniert mit 1-, 2- oder 3-lumigen Verlängerungsleitungen: Der nadelfreie Luer-Zugangskonnektor hat ein positives Spülvolumen und ist als Einzelventil sowie mit der einlumigen Verlängerungsleitung hochdruckbeständig bis 400 psi.

Gebrauchsfertig



## Omniflush® vorgefüllte Spülspritzen

Omniflush® Spülspritzen mit NaCl 0,9 % in den Größen 3, 5 und 10 ml und zwei Varianten (Standard oder kombiniert mit Desinfektionskappe SwabCap® für nadelfreie Luer-Zugangskonnektoren) sind gebrauchsfertig für das Spülen von Kathetern.

## Sicherheitsvenenverweilkatheter und Zubehör

| Produkt | Beschreibung | VE / Karton | Gauge |
|---|---|---|---|
| Introcan Safety® 3 | Sicherheitsvenenverweilkatheter mit integrierter Membran zur Reduzierung von Blutaustritt | 200 Stück (4 x 50 Stück) | 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G |
| Introcan Safety® W / Introcan Safety® | Sicherheitsvenenverweilkatheter mit / ohne Fixierflügel | 200 Stück (4 x 50 Stück) | 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G |
| Vasofix® Safety | Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzport | 200 Stück (4 x 50 Stück) | 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G |

## Ergänzende Produkte

| Produkt | Beschreibung | VE / Karton | Art.-Nr. | PZN |
|---|---|---|---|---|
| **Verlängerungsleitungen für Infusionssysteme in der Verwendung mit verschiedenen Einzelkomponenten** | | | | |
| Kleinvolumige Verlängerungsleitung (0,9 x 1,9 mm) mit Schiebeklemme, 10 cm | Verlängerungsleitung für Infusionssysteme | 200 Stück (4 x 50 Stück) | 4054394 | 12657662 |
| Heidelberger Verlängerung (3 x 4,1 mm) mit Schiebeklemme, 10 cm | Verlängerungsleitung für Infusionssysteme | 100 Stück | 4097290 | 12657633 |
| Heidelberger Verlängerung (3 x 4,1 mm) mit Schiebeklemme, 15 cm | Verlängerungsleitung für Infusionssysteme | 100 Stück | 4097291 | 12657656 |
| Combi-Stopper rot [1] | Verschlusskonus | 100 Stück | 4495101 | 03200685 |
| Discofix® C blau [1] | Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn | 100 Stück | 16494C | 03672131 |
| Discofix® C mit Safeflow blau [1] | Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Safeflow | 100 Stück | 16494CSF | 04831643 |
| Safeflow | Nadelfreier Luer-Zugangskonnektor mit negativem Spülvolumen (Klemme an der Verlängerungsleitung ist **vor** Dekonnektion der Spritze / des Infusionsgerätes vom Zugangskonnektor zu schließen) | 50 Stück | 409100H | 05143299 |
| Caresite® | Nadelfreier Luer-Zugangskonnektor mit positivem Spülvolumen (Klemme an der Verlängerungsleitung ist **nach** Dekonnektion der Spritze / des Infusionsgerätes vom Zugangskonnektor zu schließen) | 100 Stück | 415122-01 | 04828687 |
| **Verlängerungsleitungen mit arzneimittelbeständigem Dreiwegehahn oder mit nadelfreiem Luer-Zugangskonnektor** | | | | |
| Discofix® C blau [1] mit Verlängerungsleitung (2,5 x 4,1 mm), 10 cm [2] | Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Verlängerungsleitung | 50 Stück | 16500C | 03672579 |
| Discofix® C blau [1] mit Safeflow-Ventil und Verlängerungsleitung (2,5 x 4,1 mm), 10 cm | Arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn mit Safeflow und Verlängerungsleitung | 100 Stück (2 x 50 Stück) | 16500CSF-1 | 17366159 |
| Safeflow mit Verlängerungsleitung (1 x 2,35 mm), mit Schiebeklemme, 10 cm [3] | Verlängerungsleitung mit nadelfreiem Luer-Zugangskonnektor Safeflow | 100 Stück | 4097154N | 12576981 |
| Caresite® mit Verlängerungsleitung (1,3 x 2,4 mm), mit Schiebeklemme, 20 cm [3] | Verlängerungsleitung mit nadelfreiem Luer-Zugangskonnektor Caresite® | 100 Stück | 470100-01 | 04828718 |
| **Vorgefüllte Spritze zum Spülen [4]** | | | | |
| Omniflush® 10 ml in 10 ml Spritze | Mit NaCl 0,9 % vorgefüllte Spritze zum Spülen | 1 Packung (30 Stück) | 3240576 | 12455562 |
| Omniflush® mit SwabCap® 10 ml in 10 ml Spritze | Mit NaCl 0,9 % vorgefüllte Spritze zum Spülen mit integrierter Desinfektionskappe | 1 Packung (100 Stück) | EM-3513576SC | 11088541 |
| **Fixierverband für Venenverweilkatheter** | | | | |
| Askina® Soft Clear IV (8 x 6 cm) | Transparenter Fixierverband für Venenverweilkanülen | 50 Stück | WIN9086893 [5] | 10413602 |
| Askina® Soft IV (8 x 6 cm) | Hypoallergener Fixierverband für Venenverweilkanülen | 50 Stück | WIN9086919 | 00427738 |
| **Produkte für die Hautdesinfektion oder die Desinfektion von Medizinprodukten** | | | | |
| Softasept® N ungefärbt, 250 ml Sprühflasche | Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautdesinfektionsmittel | 1 Stück (250 ml) | 3887138 | 08505018 |
| SwabCap® | Desinfektionskappe mit 70 %-igem Isopropylalkohol (IPA) für Membranventile | 200 Stück | EM-SCXT3 | 12405133 |
| Softa® Cloth CHX 2% | Desinfektionstuch zur Wischdesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten | 1 Packung (100 Stück) | 19581 | 11722340 |

1. Verfügbar auch in anderen Farben | 2. Verfügbar auch mit PVC-freier Verlängerungsleitung | 3. Verfügbar auch als doppellumige Verlängerungsleitung mit zwei Ventilen | 4. Weitere Varianten: https://www.bbraun.de/de/produkte-und-loesungen/Produktkatalog/weitere-produkte/spuelloesungen/topische-spuelloesungen.html | 5. Nur im ambulanten Markt erhältlich

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com
www.bbraun.de | Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen

Nr. 4007560 Stand: 05/2024